

顯微鏡支架

勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)



Digital Microscope

数码显微镜支架
通常用于辅助数码显微镜检视

经典黑白配数码显微镜升降支架，实用、简洁、大方，是各行业检测操作的必备良品。

使用方法：

首先，把立杆穿过活动模块上对应大小的孔；
然后，再将立杆下方对准地盘上的圆柱孔插入并固定住；
最后，可调节活动模块后面的螺旋，把活动模块固定在需要的位置。

产品规格:

净重: 235g

总重量: 400g

支架高度: 15.7cm

包装体积: 20cm*14.9cm*8cm



勝特力材料 886-3-5753170
勝特力电子(上海) 86-21-34970699
勝特力电子(深圳) 86-755-83298787
[Http://www.100y.com.tw](http://www.100y.com.tw)